

# Tenutō™





## Medikal Tıbbi Buzdolapları ve Dondurucular

Sıcaklığa duyarlı farmasötik ürünlerin güvenliğini ve etkinliğini, sağlık ortamları için özel olarak tasarlanmış yenilikçi ve güvenilir soğuk depolama çözümleriyle garanti altına alır. Tenutō, kritik ilaçlar ve aşılar için güvenli, uyumlu ve maliyet etkin bir soğuk zincir depolama sağlar.



# Soğuk Zincir Teknolojisinde Üstün Hassasiyet

Aşağıda yer alan dört ana ürün grubunun her birinde birden fazla model bulunmaktadır.

	Sıcaklık	Kapasite	İdeal Kullanım Alanı
Tenutō Cool	 2°C – 8°C	42 L – 1006 L	Klinikler, hastane servisleri, hemşire istasyonları, eczaneler
Tenutō Freeze	 -10 °C – -25 °C ya da -20 °C – -40 °C	106 L – 508 L	Laboratuvarlar, aşı depolama, karma kullanım alanları
Tenutō Combo	 <b>Buzdolabı:</b> 2 °C – 8 °C <b>Dondurucu:</b> -10 °C – -25 °C ya da 20 °C – -40 °C	350 L – 506 L	Laboratuvarlar, aşı depolama, karma kullanım alanları
Tenutō Ultra	 -86°C	108 L – 838 L	Patoloji, araştırma ve transplant laboratuvarları

## Tenutō Avantajları

- » **Güvenilir Sıcaklık Homojenliği**  
Kapı açıldıktan sonra hızlı toparlanma ve tüm depolama alanlarında eşit sıcaklık dağılımı sağlar.
- » **Gelişmiş Enerji Verimliliği**  
İşletme maliyetlerini önemli ölçüde azaltmak ve sürdürülebilirlik hedeflerine katkı sağlamak için tasarlanmıştır (yaklaşık %47'ye kadar enerji tasarrufu).
- » **Eşsiz Güvenilirlik**  
Yedekli güvenlik özellikleriyle sürekli çalışmaya uygundur ve 10 yılı aşan kullanım ömrü sunar.
- » **Geliştirilmiş Kullanıcı Deneyimi**  
Tam izlenebilir sistem, sezgisel kullanım ve günlük iş akışını kolaylaştıracak şekilde tasarlanmıştır.



# Kritik Soğuk Zincir

## Gereksinimlerini Karşılama Üzere Tasarlanmıştır

Kapsamlı tıbbi sınıf soğutma çözümleri yelpazemiz, modern sağlık kuruluşlarının çeşitli ihtiyaçlarına yanıt verir.



Üstte Double 5L756 modeli gösterilmektedir. Tüm model seçenekleri için kataloğu inceleyin.

### Tenutö Cool

Tıbbi buzdolaplarımız, farklı sağlık ortamlarının ihtiyaçlarını karşılamak için çeşitli boyut ve kapasitelerde sunulur.

Muayene odaları ve küçük klinikler için kompakt modellerden, yüksek kapasiteli çift kolon sistemlere kadar geniş bir ürün yelpazesi bulunur.


Her model, hassas sıcaklık kontrolü, yüksek güvenilirlik, iş akışına kolay entegrasyon özelliklerini sunar. LBA köpük teknolojisi, elektrikli ısıtma ve e-glass gibi özellikler içerir.

#### Sıcaklık:

2° C – 8° C

#### Kapasite:

42 L – 1006 L



Üstte Double 25L518 modeli gösterilmektedir. Tüm model seçenekleri için kataloğu inceleyin.

### Tenutö Freeze

Kritik numuneleri güvenle saklamak için tasarlanmıştır.

Aşılabilir ve doku örnekleri gibi hassas materyaller için stabil sıcaklık sağlar.


Öne çıkan özellikleri, VIP+ izolasyon, çok katmanlı silikon kapı contası ve güvenilir sıcaklık kontrolüdür.

#### Sıcaklık:

-25° C ya da -40° C

#### Kapasite:

106 L – 508 L



Üstte Double Combo 40L506 modeli gösterilmektedir. Tüm model seçenekleri için kataloğu inceleyin.

## Tenutö Combo

Alan tasarrufu sağlayan tek bir üniteye buzdolabı ve dondurucu özelliklerini birleştirir.

Dikey alanı verimli kullanmak isteyen tesisler için idealdir. Düşük-orta hacimli ilaç depolama için uygundur.

Mikrokanal kompresör, üstten soğutma sistemi ve DC turbo fan özelliklerine sahiptir.


### Sıcaklık:

Buzdolabı: 2° C – 8° C

Dondurucu: -25° C – -10° C

### Kapasite:

350 L – 506 L



Üstte Ultra Single 86L838 modeli gösterilmektedir. Tüm model seçenekleri için kataloğu inceleyin.

## Tenutö Ultra

Ultra düşük sıcaklık dondurucular; numuneler, aşılar, klinik araştırma materyalleri ve farmasötik ürünler için ideal çözümler sunar.

Tezgah altı modeller, dar alanlar için ince tasarım ve tam boy gelişmiş sistemleri ile farklı boyut seçenekleri sunar.

### Sıcaklık:

-86° C – -40° C

### Kapasite:

108 L – 838 L

Swisslog Healthcare  
Webereiweg 3  
5033 Buchs  
Switzerland  
T: +41 62 837 41 41  
press@swisslog-healthcare.com



## Bizimle İletişime Geçin

Tenutö ürünleri yalnızca satış temsilcileri ve yetkili distribütörler aracılığıyla sunulur. Böylece uzman danışmanlık, doğru kurulum ve sürekli destek imkanlarına erişebilirsiniz.

Ürün bilgileri üretici tarafından sağlanmakta olup; güncellemeler, bölgesel farklılıklar veya üretim süreçlerindeki değişiklikler nedeniyle değişikliğe tabi olabilir. Swisslog Healthcare, ürün detaylarındaki herhangi bir tutarsızlık veya farklılıktan sorumlu değildir.

©2025 Swisslog Healthcare EMEA EN 112025 TRF-100